

ベッドサイドでの ケアの質・医療安全の向上を支える

医療従事者向けベッドサイド情報端末

ユカリアタッチ



EUCALIA TOUCH



※ 画面はイメージです
※ 実際の仕様と異なる場合がございます

電子カルテ
連携

ピクトグラム
表示

バイタル測定器
連携

「ユカリアタッチ」は医療現場から生まれた、患者さんと医療従事者のための製品です

電子カルテと連携した患者情報をベッドサイドでいつでも確認できるので
医療・看護ケアの質を標準化し、医療現場の安全に貢献します

ピクトグラム表示、バイタルサイン測定器との連携などの機能によって
看護師をはじめとする医療従事者の方々をご支援しています

おかげさまで現在、全国70を超える病院さまにご利用いただいています！

開発・販売

株式会社ユカリア

〒100-6019
東京都千代田区霞が関 3-2-5
霞が関ビルディング 19階

☎ 03-6457-9309
(月～金、9:00～18:00)

✉ et@eucalia.jp

ケアの質・医療安全を支える各種機能

1 ピクトグラム表示

電子カルテ連携やユカリアタッチ管理システムからの登録によって、入院患者の【移動・安静度】【食事】【水分摂取】【排泄】などに関わるケア上の注意事項を視認性の高いピクトグラムを表示します。

ベッドサイドのケアに関わる全ての職種の医療従事者間の正確且つ迅速な情報共有をサポートします。

・ピクトグラム一例



2 バイタルサイン測定器連携

NFC規格対応の体温計・血圧計・パルスオキシメーター・血糖測定器との連携により、バイタルサインを測定後、ユカリアタッチにかざすだけで電子カルテへの測定値の入力ができます。入力間違いや未入力といったリスクの回避、入力作業を後回しにした際に生じるタイムラグを解消します。

・バイタルサイン測定値の入カイメージ



3 その他豊富な機能

－ 掲示板

個別性の高い患者情報をテキストで共有
多職種・部門間のみならず、患者さん・家族とのコミュニケーションをサポート

－ 患者スケジュール

電子カルテのオーダー情報等を参照し、当日・翌日の予定（検査、リハビリなど）を自動表示

－ 経過表

体温・脈拍・血圧・呼吸数・SpO₂・血糖値の経時変化をグラフや表形式で表示

お客様の声

- ・ 夜間は数人の看護師のみで業務を回していますので、どうしても担当ではない患者様の看護を行うケースもあります。そのような場合でも移動方法や荷重など確認できるので、医療安全の観点でも効果を発揮してくれていると思います
- ・ 導入する前は申し送り直前にバイタルを測定しても、入力が間に合わなかったことがありましたが、ユカリアタッチではタイムリーに結果の入力ができるので、正確な情報の申し送りができています

販売代理店

〒591-8021

堺市北区新金岡町5丁7-518

TEL 072-258-6601

FAX 072-258-6602

BEST PLAN

ご不明点やデモのご依頼など、お気軽にお問い合わせください。



公式サイトを是非ご覧ください！

公式サイトでは、実際にご利用いただいている病院さまのお声を導入事例としてご紹介させていただいています。是非ご覧ください。

ver.202307